

MONITORIZACIÓN DEL RESIDENTE

Con la integración de un reloj en los residentes, Oxeeen simplifica la recopilación de información médica, enviándola luego a una plataforma web centralizada. Esto permite a los profesionales médicos realizar un seguimiento eficiente de múltiples pacientes simultáneamente.



PRESTACIONES DEL RELOJ



Saturación de oxígeno



Frecuencia cardiaca



Temperatura corporal



Detección de caídas



Botón SOS



Llamadas al reloj



Localización

Salas interiores

Salas interiores

Interiores y exteriores

Batería

2 semanas

2 semanas

72h

Uso

Residencia


Residencia

Residencia y exteriores

¿DÓNDE VES LA INFORMACIÓN RECOPIILADA?


Con nuestro software podrás gestionar y controlar toda tu instalación desde un único punto.

- ✓ **Plataforma Web**
- ✓ **Aplicación Móvil**




GESTIONA RESIDENTES DESDE UN SOLO LUGAR

Desde el panel de control podrás consultar el estado de todos los residentes del centro. Con diferentes colores te avisan si hay constantes fuera de sus rangos o si alguien ha solicitado ayuda o ha sufrido una caída.




RECOPILA EL HISTORIAL DEL RESIDENTE Y GENERA UN INFORME DETALLADO

Visualiza el resumen y ficha de cada residente para conocer con más detalle su estado o consultar el historial para elaborar informes personalizados.




INGRESA MANUALMENTE LAS CONSTANTES DEL RESIDENTE

Introduzca los signos vitales manualmente. Hay algunos datos vitales que no son detectados por nuestros dispositivos o quizás por un residente que no tiene la tecnología para poder ingresarlos manualmente.



CONFIGURA LOS PARÁMETROS PARA CADA RESIDENCIA


Establece los rangos en los que quieres que suenen las alarmas del centro o también puedes editarlos para cada residente individual.





ADMINISTRA NOTIFICACIONES

Desde esta pantalla podrás **gestionar** y **controlar** todas las **incidencias** de los residentes a medida que se produzcan.






SUS CARACTERÍSTICAS



Monitoreo en tiempo real



Gestión y resolución de incidencias





Entrada de datos manual



Generación de informes

¿CÓMO RECIBES LAS ALERTAS?

En caso de: Aviso SOS, caída o anomalía.



SMS



WhatsApp




Llamada

Plataforma web



App



CONTÁCTANOS



(+34) 911 124 135



www.serviastel.es



info@serviastel.es

