

SISTEMA DE PRESENCIA EN CAMA

Facilita el monitoreo de la actividad de los residentes, detectando sus movimientos tanto durante la noche como durante el día.

 COXEEN



¿CÓMO FUNCIONA?


El dispositivo se coloca estratégicamente en el suelo de la habitación, de modo que esté orientado hacia la cama del residente. Está equipado con un sensor de temperatura y movimiento que activa una alarma y envía una alerta al personal sanitario antes de que el usuario ponga un pie en el suelo.

Cuando la enfermera entra en la habitación, desconecta el dispositivo mediante un botón incorporado para llevar a cabo sus tareas. Al retirarse, vuelve a activarlo para mantener la funcionalidad del sistema.




VENTAJAS DEL SISTEMA

- ✓ Avisa antes de que el residente pise el suelo
- ✓ El cuidador tiene 2 minutos de reacción antes de salir de la cama
- ✓ Vida útil de más de 8 años
- ✓ El paciente no tiene contacto físico con el dispositivo
- ✓ Fácil de moverlo y cambiar de habitación
- ✓ Controla ambos lados de la cama



¿CÓMO RECIBES LAS ALERTAS?



CONTÁCTANOS



(+34) 911 124 135



www.serviastel.es



info@serviastel.es

